

Упатство за инсталација на надградбите

Од 1.6.5 на 1.6.6

За да ја инсталирате надградбата треба прво да ја преземете верзијата 1.6.6 (фајл РМУupdate1.6.6.exe)од нашиот сајт.

1. Се копира фајлот РМУupdate1.6.6.exe на локација c:\program files\codex\prima medica
2. се извршува фајлот РМУupdate1.6.6.exe
3. Се клика на ПОВРЗИ СЕ
4. Доколку програмот ви јави дека може да ги активирате промените, кликнете на АКТИВИРАЈ ПРОМЕНИ
5. На крај програмот јавува дека промените се извршени.
6. Доколку аплицирањето на промените поминало успешно, фајлот РМУupdate1.6.6.exe може да се избрише.